

DRE Torino EXL

Operating Table

Equipment for the way *you* operate

La mesa quirúrgica **DRE Torino EXL** es automática y excelente para gran variedad de operaciones. Con el control remoto puedes ejecutar de manera silenciosa los siguientes movimientos: sistema hidráulico de ajuste de altura, ajuste de cabezal, ajuste de espaldar, y elevación para puente del riñón. La mesa Torino EXL ofrece deslizamiento horizontal y es compatible tanto con arco en C como con rayos X. Esta mesa también forma parte de una de las opciones más económicas en el mercado Americano.



Características

- » Compatible con arco en C y rayos X
- » Control remoto pequeño, fácil de usar que ofrece movimientos silenciosos
- » Ajuste flexible en el cabezal, espaldar, plato para sentarse y elevación para puente de riñón
- » Silencioso y duradero sistema de elevación
- » De acero inoxidable diseñada para una excelente estabilidad

Especificaciones técnicas

- » Longitud/Ancho: 2070 mm/550 mm; 81.5 in/21.7 in
- » Elevación (arriba/abajo): 700 mm/1,000 mm; 27.6 in/39.4 in
- » Tredelenburg: 25°
- » Movimiento latera (izquierda, derecha): 15°
- » Cabezal (arriba/abajo): 45°/90°
- » Piernas (arriba/abajo/hacia el exterior): 15°/90°/90°
- » Espaldar (arriba/abajo): 75°/20°
- » Elevación para puente del riñón: 110 mm; 4.3 in
- » Deslizamiento horizontal: 300 mm; 11.8 in
- » Poder: 220 V, 50 Hz, 1 Kw or 110 V, 60 Hz, 1.5 Kw

DRE Torino EXL

Operating Table

Equipment for the way *you* operate



Accesorios:

- » Anesthesia screen: Una pieza
- » Soporte de hombro: Un par
- » Soporte de cuerpo: Un par
- » Soporte de brazo: Un par
- » Pierneras: Un par
- » Plato de pie: Un par